






PET、SPECT施設備品リスト

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

No.	製 品 名	型 名	仕 様	外 観 図
1	スリット付シリンジシールド	AZ-504S-010 AZ-504S-025# AZ-504S-050# AZ-504S-100#	サイズ 重 量 電 源 その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>•テルモ社シリンジ専用</li> <li>•AZ-2000N用</li> </ul>	
2	タングステンシリンジシールド 4mmシールド (2.5ml、5ml)	AZ-504T-425 AZ-504T-450	サイズ 重 量 電 源 — その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>•テルモ社シリンジ専用</li> <li>•AZ-1600N用</li> </ul>	
3	タングステンシリンジシールド 8mmシールド (2.5ml、5ml)	AZ-504T-825 AZ-504T-850	サイズ 重 量 電 源 — その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>•テルモ社シリンジ専用</li> <li>•AZ-1600N用</li> </ul>	

No.	製 品 名	型 名	仕 様	外 観 図
4	タングステンシリンジシールド 4mmシールド鉛ガラス付 (2.5ml、5ml)	AZ-504T-425P AZ-504T-450P	サイズ 重 量 2.5ml : 150g、5ml : 220g 電 源 — その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>・鉛ガラス付</li> <li>・テルモ社シリンジ専用</li> <li>・AZ-1600N用</li> </ul>	
5	タングステンシリンジシールド 8mmシールド鉛ガラス付 (2.5ml、5ml)	AZ-504T-825P AZ-504T-850P	サイズ 重 量 2.5ml : 360g、5ml : 520g 電 源 — その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>・鉛ガラス付</li> <li>・テルモ社シリンジ専用</li> <li>・AZ-1600N用</li> </ul>	
6	Dose Calibrator	VDC-606	サイズ チャンバー：φ150×H451 重 量 チャンバー：15.5kg 電 源 AC100V その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>・<sup>89</sup>Sr等のβ線核種も測定可能</li> <li>・プリンタ付</li> </ul>	

No.	製 品 名	型 名	仕 様	外 観 図
7	テーブルトップシールド	AZ-505	サイズ W400×H580×D400 重 量 65kg 電 源 100V 10W その他 ・鉛厚5mm ・鉛ガラス5mmPb	
8	バイアル廃棄物容器	AZ-502	サイズ W180×H280×D180 重 量 30k g 電 源 — その他 ステンレス製内箱付き。 W140 ×D140×H220mm	
9	注射器廃棄物容器	AZ-503	サイズ W180×H280×D180 重 量 30k g 電 源 — その他 ステンレス製内箱付き。 W140 ×D140×H220mm	